

Scegliamo per te i prodotti migliori!

PUREsthetic

endo★star
EP Endo Path E3 *Azure*


Dental Organizer

jota
SWITZERLAND

SINCE 2005
HULASER
LASER SCIENCE FOR DENTISTS

KLS martin



ARKONA

 **Italiana**
STRUMENTI
ODONTOIATRICI


**TANTI BUONI MOTIVI PER
SCEGLIERE I NOSTRI PRODOTTI**

www.italianastrumentiodontoiatrici.it

TRADITION - PRECISION - QUALITY
FROM SWITZERLAND 

jota


Durano di più
e si distinguono
per l'eccellente
capacità di taglio



Stato di usura dopo un utilizzo

Cerchiati in rosso i grani di diamante distaccati

jota



Dati rilevati da uno studio scientifico dell'Università Javeriana di Bogotá - Colombia

Durano di più e si distinguono
per l'eccellente capacità di taglio

jota



1

ALTE PRESTAZIONI

Riduzione dei tempi di trattamento

2

LUNGA DURATA

Risparmio economico

3

100% Diamanti naturali

Grani di diamante super affilati

4

Alta densità di diamanti per mm²

Minore incremento di temperatura nelle preparazioni

5

Calibrazione precisa

Maggiore durata della turbina e dei manipoli



**3.000 Articoli
sempre disponibili
in magazzino**

Durano di più e si distinguono
per l'eccellente capacità di taglio

jota

Buona visione!



ZIRCONIA CROWN CUTTER

ZirCut Z850

Taglio e separazione di corone e ponti in zirconia

- ! Efficiente, rapida e facile da controllare
- Basso incremento di temperatura

Buona visione!



ZIRCONIA ENDO ACCESS

ZirCut Z801L

Accesso alla camera pulpare negli elementi
protesizzati in zirconia

- ! Efficiente, rapida e facile da controllare
- Basso incremento di temperatura

TRADITION - PRECISION - QUALITY

FROM SWITZERLAND 

Durano di più e si distinguono
per l'eccellente capacità di taglio

jota



GLAZE PREP

ZirconFlex GP662

Registrazione intraorale dell'occlusione
negli elementi protesici in zirconia

- ! Mescola specifica
• per la lavorazione della zirconia
- Facile da controllare
Non causa micro-crack

Buona visione!



Jota Kit 1436 ZIR Gloss - Dentistry



ZirGloss Kit 1436

Lucidatura intraorale
degli elementi protesici
in zirconia

- ! Mescola specifica
• per la lavorazione della zirconia
- Rifinitura a specchio
Non causa micro-crack

1° Passaggio



2° Passaggio



Buona visione!



Swivels 1950 e 9837

Lucidatura intraorale dei restauri
in composito

- ! Mescola specifica diamantata
- ! per i compositi di ultima generazione
- Rifinitura a specchio rapida in 2 passaggi
- Basso incremento di temperatura
- Non fondono la superficie del restauro



Buona visione!



9361 Orthodontic

Rimozione sicura dei dispositivi ortodontici

- ! Mescola specifica per rimuovere
- ! i residui di cemento
- senza intaccare lo smalto



Solo 108g

SINCE 2002
HU+LASER
LASER SCIENCE FOR HUMANS

K2 MOBILE™

Più che portatile, tascabile!



Laser a diodi

Lunghezza d'onda: 980nm

Luce guida: 635nm (Red)

Potenza emessa: 3.5W CW / 6W Pulse

Modalità di emissione: CW, Coolpulse1, Coolpulse2

Peso: 108g inclusa la batteria

Batteria: ricaricabile agli ioni di litio 3.7VDC, 1700mAh

Dimensioni: 195mm (lunghezza) X 23mm (diametro)

Stazione di ricarica, dimensioni: 160 X 90 X 38 (mm)

Buona visione!



 **Italiana**
STRUMENTI
ODONTOLATRICI

SOS Endo

Contiene



EPAM041425BL3:

14.04 25mm

EP Easy Path - 3pz

E3AZBS25BL:

30.08 18mm

20.04 25mm

20.06 25mm

25.04 25mm

25.06 25mm

30.04 25mm

Kit di strumenti endodontici per canali estremamente stretti, curvi e calcificati




Buona visione!



endo★star

EP EASY PATH E3 Azure

SOS Endo



endo★star

EP E3 1972 E3 Azure

Ha appena utilizzato
gli Endostar E3 Azure
per eseguire
il trattamento di un 27
con i canali calcificati

endo★star
EP E3 Azure



€ 99,00 + iva



Buona visione!



SOS Endo

€ 99,00 + iva

Kit di strumenti endodontici per canali
estremamente stretti, curvi e calcificati

 **Italiana**
STRUMENTI
ODONTOLATRICI



ARKONA

Fibre di poliammide fotopolimerizzabili in matrice di composito

Per **SPLINTAGGI**
e **RITENZIONI**
ORTODONTICHE



Puoi continuare ad utilizzare fibre e composito oppure puoi scegliere COMCORD. COMCORD è la prima fibra modellabile e fotopolimerizzabile. Più facile, più veloce, più efficace. La chiamiamo fibra ma è molto di più.



MODALITA' D'IMPIEGO

Isolamento dell'area, applicazione di mordenzante Etchgel sulla parte per 15-30 secondi, risciacquo con acqua e asciugatura

Applicazione di COMCORD solo sulla parte preparata, seguendo le istruzioni per l'uso. Polimerizzazione secondo la tabella, con lampada fotopolimerizzante

Per la finitura applicare Glaze, resina fotopolimerizzabile che aumenta la lucentezza dei restauri in composito

ETCHING

BONDING

COMCORD

COMPOSITE

GLAZE

Applicazione di bonding. Masterbond forma una forte adesione una volta polimerizzato

Se necessario, è possibile aggiungere qualsiasi tipo di composito per completare il lavoro



ARKONA

Soluzione per l'irrigazione delle tasche parodontali



Nei TRATTAMENTI PARODONTALI e nel corso dei TRATTAMENTI ORTODONTICI



- Coadiuvante per il trattamento della malattia parodontale.
- Risciacqua, deterge e purifica le tasche parodontali.
- Inibisce la colonizzazione da parte di microrganismi patogeni.
- Riduce la concentrazione di batteri anaerobi.
- Diminuisce il sanguinamento delle tasche patologiche.
- Riduce la profondità delle tasche patologiche.




btr^{Pen} Broken Tool Remover

Strumento per la rimozione dei file fratturati



**BTR Pen offre
una soluzione universale
per tutti i casi di file endodontici
danneggiati durante l'uso nel canale.
Rende la rimozione
degli strumenti dentali rotti
una procedura prevedibile,
universale e ripetibile.**



 **Italiana**
STRUMENTI
ODONTOLATRICI